

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Medicazione protettiva per le dita, sterile.
Il prodotto è un dispositivo medico appartenente alla classe I sterile secondo la Regola 4 dell'Allegato IX della direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. (D. Lgs. 46 del 24/02/97 e ss.mm.ii.).

MARCATURA CE

Certificato CE secondo l'Allegato V rilasciato da Istituto Superiore di Sanità (Organismo Notificato n. 0373).

CODICI CND/GMDN

CND: M03030201
GMDN: ND

ARTICOLI DISPONIBILI E RELATIVI CODICI AZIENDALI

Articolo	Codice
2 pz	300.70

DESTINAZIONE D'USO

Barriera meccanica per la compressione e/o l'assorbimento degli essudati in caso di ferite localizzate sulle dita della mano.

INFORMAZIONI PER USO, CONSERVAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO*Istruzioni d'uso*

Pulire la ferita e disinfettare l'area circostante. Inserire il dito offeso nella fasciatura fissandola coma da figure:



Rinnovare la medicazione quando necessario.

Avvertenze/controindicazioni

Non utilizzare come invasivo.
Il prodotto è monouso.
Usare solo a confezione integra.
Se utilizzato come specificato, non si conoscono controindicazioni o effetti secondari.

Conservazione/immagazzinamento

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore diretto.
Conservare a temperatura ambiente.

Trasporto

Non trasportare su mezzi scoperti.

Smaltimento

Smaltire secondo la legislazione vigente.

CARATTERISTICHE*Materiali componenti*

- rete tubolare di cotone
- imbottitura di poliuretano espanso

Sterilità

Sterile.

La sterilizzazione viene effettuata mediante radiazioni ionizzanti (raggi gamma), con processo validato.

Impermeabilità all'acqua

Non impermeabile.

Permeabilità aria/vapore

Permeabile.

Scadenza

5 anni (dal mese di produzione, in confezionamento integro e correttamente conservato).

CONFEZIONAMENTO

Confezionamento primario: busta sigillata di polipropilene.
Confezionamento secondario: astuccio di cartoncino patinato.
Imballaggio finale per la spedizione: scatola di cartone ondulato.

FABBRICANTE

PIETRASANTA PHARMA S.p.A.

Sede legale

Via S. Francesco, 67
55049 VIAREGGIO (LU)

Stabilimento di produzione

Via delle Cannelle, 225
Loc. S. Rocchino
55054 MASSAROSA (LU)

Note

- *Le informazioni raccolte nella presente scheda tecnica devono servire come guida per la migliore utilizzazione del prodotto.*
- *Questa scheda tecnica sostituisce la precedente ed è di proprietà di PIETRASANTA PHARMA che se ne riserva ogni diritto.*