

Specifiche Tecniche

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie secondo EN 149: 2001 + A1: 2009.

Semimaschera filtrante per protezione da particelle, vari modelli.

Produttore: Jinhua Meixin Factory equipaggiamento protettivo. No.73, Xiaozhong Street, Xiaoshun Town, Jinhua, Zhejiang. Cina.

Gamma prodotti: serie MX-2000.

Numero di modello del prodotto: MX-2005

Numero di certificato: CE687723

Ente notificato: CE 2797

Hs code: 630790

Specifiche tecniche: Norma europea armonizzata: EN 149: 2001 + A1: 2009

Descrizione del prodotto: I respiratori per particolato sono prodotti e progettati per proteggere dalle particelle solide. Tutti i modelli sono dispositivi a turno singolo, indicati dal simbolo di classificazione NR senza l'opzione di intasamento



Specifiche Tecniche

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie secondo EN 149: 2001 + A1: 2009.

Semimaschera filtrante per protezione da particelle, vari modelli.

Come indossare:

1. Sul lato della maschera senza clip per naso, tirare gli elastici per le orecchie con entrambe le mani in modo che la clip per naso si trovi sopra la maschera.
2. Copri il mento con la maschera.
3. Tirare la fascia dietro l'orecchio e regolare la fascia per sentirla il più confortevole possibile.
4. Posizionare le dita di entrambe le mani al centro della clip nasale, mentre si preme verso l'interno, spostare le punte delle dita lungo la clip nasale su entrambi i lati fino a quando la clip nasale non viene completamente premuta nella forma del ponte del naso. l'uso di una sola mano per pizzicare il fermaglio della maschera può influire sulla tenuta della maschera.
5. Prima di accedere all'area di lavoro, l'utente deve verificare la tenuta della maschera sul viso:
 - A. Coprire la maschera con entrambe le mani per evitare di influenzare la posizione della maschera sul viso.
 - B. Se la maschera non ha valvola di respirazione, espirare rapidamente.
Se la maschera ha una valvola di espirazione, inspirare rapidamente.
 - C. Se l'aria fuoriesce dal ponte del naso, regolare nuovamente la clip del naso secondo il passaggio 4.
4. se l'aria fuoriesce dal bordo della maschera, regolare nuovamente la fascia.
se non è possibile ottenere un buon adattamento, ripetere i passaggi 1-4.
- D. Se non senti la perdita, puoi entrare nell'area di lavoro per lavorare.



Precauzioni:

1. È necessaria un'adeguata selezione delle maschere. Prima dell'uso, gli utenti devono essere addestrati a indossare maschere in modo sicuro e salutare.
2. Questo prodotto non fornisce ossigeno e può essere utilizzato solo in luoghi con sufficiente ventilazione e ossigeno.
3. Eliminare o aggiornare la maschera se:
 - A. Difficoltà respiratorie dovute all'occlusione della maschera
 - B. Danni alla maschera
4. Se si verificano difficoltà respiratorie o gas difettoso o altri difetti del disco, lasciare rapidamente il sito di lavoro e respirare aria fresca.
5. Questo prodotto non è raccomandato per l'uso con basso contenuto di ossigeno, grave inquinamento dell'aria, scarsa respirazione o sonno.
6. Usare con cautela nell'asma grave e in altre gravi malattie respiratorie.
7. Utilizzare le maschere correttamente, non cambiare o temperare la maschera a piacimento ed evitare un uso improprio.
8. Conservare in un ambiente con una temperatura compresa tra -20 ° C e 38 ° C e un'umidità relativa dell'80% o inferiore