

# LEUKOPLAST

## CEROTTO IN NASTRO CON ADESIVO ALL'OSSIDO DI ZINCO

<b>DESCRIZIONE e INDICAZIONI D'USO</b>	Cerotto chirurgico per fissaggio di medicazioni di ogni tipo e misura. Per fissare bendaggi di trazione.
<b>COMPOSIZIONE</b>	Supporto: viscosa color pelle (peso: 95 – 115 g/m <sup>2</sup> ) Massa adesiva: a base di caucciù e ossido di zinco (peso: 105 – 120 g/m <sup>2</sup> ) Impurità nella massa adesiva assente.
<b>AVVERTENZE</b>	<b>Questo prodotto contiene lattice naturale, e potrebbe provocare reazioni allergiche in soggetti predisposti</b>
<b>CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO</b>	Per pelli normali. Elevato potere adesivo iniziale e permanente. Elevata resistenza tessile, bassa tensione di srotolamento. Permeabile all'aria ed al vapore acqueo. Idrorepellente. Macroperforato: codici 47714-00000-02 e 47715-00000-02
<b>TITOLO FILATO</b>	Trama: 25 – 28/ cm Ordito: 23 – 26/ cm
<b>DURATA DELL'APPLICAZIONE</b>	Uno o più giorni in funzione dello stato della lesione e delle condizioni della cute.
<b>CONTENUTO COLLA</b>	105 – 120 g/m <sup>2</sup>
<b>METODO DI STERILIZZAZIONE</b>	Ossido di etilene o gamma, da utilizzare subito dopo la sterilizzazione.
<b>IMPERMEABILITA' ALL'ACQUA</b>	non è impermeabile
<b>PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO</b>	>5000 g/m <sup>2</sup> /24h
<b>ADESIVITA'</b>	2,5-4,0 N x cm
<b>ADESIVITA' AL PEELING A 180°</b>	2,5 – 4,0 N/cm
<b>CARICO ALLA ROTTURA</b>	50 – 100 N/cm 5 – 20%
<b>ESTENSIBILITA'</b>	5 – 20%
<b>GIUNTURE ASSENTE</b>	Si.
<b>CONFEZIONE</b>	Unità d'uso: cerotto a nastro con rocchetto in plastica. Unità di vendita: confezione di un numero variabile di cerotti a seconda delle misure, con marchio CE e codice a barre. L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara grazie al nome stampato sul rocchetto
<b>CONSERVAZIONE E DURATA</b>	Il prodotto va conservato in luogo asciutto lontano da fonti di luce e al riparo da fonti di calore. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 5 anni.
<b>LUNGHEZZA</b>	Lunghezza dichiarata sulla confezione –0/ +0,1m.
<b>LARGHEZZA</b>	Larghezza dichiarata sulla confezione +/- 2 – 4%
<b>CODICE CND</b>	M050101 Cerotto a nastro

# LEUKOPLAST

## CEROTTO IN NASTRO CON ADESIVO ALL'OSSIDO DI ZINCO

continua/ 2

<b>MARCHIO CE</b>	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE integrata dalla direttiva 2007/47/CE – Dispositivo medico – Classe I
<b>NUMERO DI REPERTORIO</b>	18788/R
<b>FABBRICANTE</b>	BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 24, 20253 Amburgo, Germania
<b>DISTRIBUITO DA</b>	BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20864 Agrate Brianza (MB)

<b>CODICI ESTESI</b>	<b>CODICI BREVI</b>	<b>DIMENSIONE (cm x m)</b>	<b>UNITA' D'USO</b>	<b>CONF. PRIMARI O ( unità di vendita)</b>	<b>CONF. SECONDARIO (imballo di magazzino)</b>
01531-00000-06	01531-00	1,25 x 5	1 rocchetto	24 rocchetti	10 scatole da 24 rocchetti
01532-00000-06	01532-00	2,5 x 5	1 rocchetto	12 rocchetti	10 scatole da 12 rocchetti
01534-00000-06	01534-00	5 x 5	1 rocchetto	6 rocchetti	10 scatole da 6 rocchetti
47535-00000-02	47535-00	7,5 X 5	1 rocchetto	4 rocchetti	10 scatole da 4 rocchetti
47536-00000-02	47536-00	10 X 5	1 rocchetto	4 rocchetti	10 scatole da 4 rocchetti