



## SCHEDA TECNICA COMMERCIALE

### “BIO PAP”

## CEROTTO DI FISSAGGIO SU TESSUTO NON TESSUTO, NON STERILE

### CODICE PAP05NBSD

#### Descrizione:

Il nastro adesivo su rocchetto in TNT, poroso, non estensibile, monouso, non sterile, è composto di tessuto non tessuto di grado medicale aerato, leggero e sottile, rivestito di adesivo poliacrilato ipoallergenico, chimicamente inerte. Radiotrasparente. Può essere fissato sulla pelle di qualsiasi parte del corpo con leggera pressione e può esservi lasciato per lunghi periodi senza causare irritazione meccanica o allergie. Rimovibile in maniera atraumatica senza rilascio di residui. Permeabile all'aria e al vapore acqueo. Latex-free.

Assicura una totale libertà nei movimenti.

#### Caratteristiche e proprietà:

composizione	tessuto non tessuto
colore	bianco naturale
peso (g/m <sup>2</sup> )	20-30

#### adesivo

composizione	adesivo acrilico ed ipoallergenico
peso (g/m <sup>2</sup> )	> 20
adesività su acciaio per peeling a 180° (N/cm)	> 2.0
M.V.T.R. (g/m <sup>2</sup> /24h/37C°)	> 500
Resistente all'acqua	no

#### Modalità d'impiego:

Il nastro adesivo su rullo in TNT deve essere considerato un dispositivo di tipo non invasivo, da utilizzare per il fissaggio di medicazioni, bende, cateteri, tubi di drenaggio, garze con vaselina, garze in cotone, su pelle sensibile.

#### Consigli per l'uso:

Si consiglia di pulire e asciugare bene la cute per assicurare un miglior fissaggio. Non applicare direttamente sulla cute lesa. Non sterile all'origine.

In caso di riutilizzo dopo l'uso è possibile l'istaurarsi di infezioni ed è necessario consultare un medico.

#### Standard produttivi:

Farmacopea Ufficiale ultima edizione

Decreto Legislativo 46/97 in applicazione della Direttiva 93/42/CEE, Allegato VII paragrafo 3 e s.m.i.

**Classificazione Nazionale Dispositivi: M050101**

**Numero Repertorio: 136711**

#### Classe di Appartenenza:

Il Decreto Legislativo 46/97 sui Dispositivi Medici classifica ai fini della marchiatura CE tale prodotto in Classe I.

#### Misure:

cm 5x m 9,14

**Confezionamento:**

Nastro su rocchetto:

- **Confezione primaria:** Box in cartone da 6 pezzi;
- **Confezione secondaria:** Cartoni da 240 pezzi.

**Conservazione:**

Conservare in luogo pulito, asciutto e con temperatura non superiore ai 50°C.

Le condizioni igieniche del prodotto sono garantite solo a confezione integra.

**Durata:**

5 anni dalla data di fabbricazione.

**Smaltimento:**

Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti.

L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate. Il prodotto che non è venuto a contatto con agenti infettivi o altri materiali rischiosi non produce residuo tossico.

**Fabbricante:**

Rays S.p.a.

Via Francesco Crispi

60027 Osimo (AN)