

## SCHEDA TECNICA

### CPK SPORT

Benda elastica compressiva in TNT

Classificazione (93/42/CE anno IX): Classe I

N° Organismo Certificatore CE: -

Fabbricante: FARMABAN, s.a.

Codice Articolo (CND): M030402020101



CODICE	COLOR	MISURA	CODICE EAN 13	RDM	UNITA' DI VENDITA
1500	CARNE	2,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251500 8	1433480/R	48
1501	CARNE	5 cm x 4,5 m	8 4280 1251501 5	1433500/R	30
1502	CARNE	7,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251502 2	1433501/R	30
1503	CARNE	10 cm x 4,5 m	8 4280 1251503 9	1433502/R	30
1504	ROSSO	2,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251504 6	1433503/R	48
1505	ROSSO	5 cm x 4,5 m	8 4280 1251505 3	1433504/R	30
1506	ROSSO	7,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251506 0	1433505/R	30
1507	ROSSO	10 cm x 4,5 m	8 4280 1251507 7	1433506/R	30
1508	BLU	2,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251508 4	1433507/R	48
1509	BLU	5 cm x 4,5 m	8 4280 1251509 1	1433508/R	30
1510	BLU	7,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251510 7	1433509/R	30
1511	BLUE	10 cm x 4,5 m	8 4280 1251511 4	1433510/R	30
1512	VERDE	2,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251512 1	1433511/R	48
1513	VERDE	5 cm x 4,5 m	8 4280 1251513 8	1433512/R	30

<b>1514</b>	VERDE	7,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251514 5	1433513/R	30
<b>1515</b>	VERDE	10 cm x 4,5 m	8 4280 1251515 2	1433514/R	30
<b>1516</b>	NERO	2,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251516 9	1433515/R	48
<b>1517</b>	NERO	5 cm x 4,5 m	8 4280 1251517 6	1433516/R	30
<b>1518</b>	NERO	7,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251518 3	1433517/R	30
<b>1519</b>	NERO	10 cm x 4,5 m	8 4280 1251519 0	1433518/R	30
<b>1520</b>	ASSORTITO	2,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251520 6	1433519/R	48
<b>1521</b>	ASSORTITO	5 cm x 4,5 m	8 4280 1251521 3	1433520/R	30
<b>1522</b>	ASSORTITO	7,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251522 0	1433521/R	30
<b>1523</b>	ASSORTITO	10 cm x 4,5 m	8 4280 1251523 7	1433522/R	30

## 1. COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

La benda CPK SPORT è costituita da:

- Tessuto non tessuto elastico longitudinalmente con la seguente composizione.
  - 91% Polipropilene
  - 9% Elastane
- La massa adesiva è senza lattice micro impregnata in modo uniforme su tutta la superficie della benda.
- Centro di polipropilene o similare.
- Foglio di polipropilene micro perforato trasparente.

## 2. CONFEZIONAMENTO

2.1 Presentazione Imballaggio di vendita:

- Scatole di cartone ondulate personalizzate 24 o 15 unità.
- Unità di vendita: due scatole di 24 o 15 unità avvolte con foglio di poliestere termo-saldato trasparente.

### 3. DESCRIZIONE

Benda elastica compressiva in TNT senza lattice, elastica nel senso longitudinale e facilmente strappabile nel senso trasversale.

Disponibile in diversi colori: carne, rosso, blu, verde, nero, colori assortiti.

### 4. PROPRIETA'

Grazie alla sua elasticità longitudinale ed al suo effetto coesivo, permette un bendaggio rapido, senza pieghe, affidabile e rispettoso della cute.

Non aderisce alla cute, ai capelli e ai tessuti, ma solo su sé stessa.

Totalmente antiscivolo. Comoda, leggera, porosa, facile da applicare e altamente modellabile. Permeabile all'aria ed al vapore. Resiste a unguenti, pomate ed è altamente traspirabile.

Sterilizzabile a vapore priva del suo imballaggio originale. La sterilizzazione potrebbe avere effetti sul colore della benda ma non sull'uso della medesima.

Radiotrasparente.

Non contiene lattice.

#### Caratteristiche Tecniche:

Peso per m <sup>2</sup> in tensione massima (g/m <sup>2</sup> ), senza adesivo.	40 +/- 5
Estensibilità (%)	130 +/- 10
Lunghezza della benda in tensione (m)	≥ 4,5
Altezza della benda (cm)	2,5 +/- 0,2
	5,0 +/- 0,2
	7,5 +/- 0,2
	10,0 +/- 0,2

## **5. INDICAZIONI**

Compressione e supporto.

Profilassi e trombosi.

Trattamento post-operatorio di varici.

Per bendaggi di supporto post distorsione, lussazione e danni muscolari.

Adatto come bendaggio permanente per danni toracici.

Per fasciature a seguito trattamento fratture e danni da attività sportive.

Per applicazioni in medicina sportiva, ideale per un uso combinato con la tape.

## **6. CONTROINDICAZIONI**

Non pervenute.

## **7. PRECAUZIONI**

Non applicare su ferite aperte.

Non introdurre il prodotto non sterile in un'area sterile (es. sala operatoria).

Prodotto monouso.

Il bendaggio dev'essere controllato regolarmente da medici per evitare potenziali problemi di circolazione, linfatici e situazioni avverse come sindromi comportamentali.

Non applicare la benda con eccessiva tensione.

## **8. SCADENZA**

3 anni conservare in luogo fresco (tra 5° e 30°) e asciutto nel suo imballaggio originario.